

年末活動開跑~

**BIG
SALE**

該給您的實驗
補充**蛋白**餐了!

即日起至12月30日止

• 熱銷**10**年 經典必Buy款 – OmicsBio Buffer系列

Omics Bio

貨號	品名	包裝	售價	優惠方案
IB3012	10X Phosphate Buffered Saline Buffer, pH7.4 (10X PBS Buffer)	5 L	2,100	同品項 買一送一
IB3052	10X Tris Buffered Saline Buffer, pH7.6 (10X TBS Buffer)		2,100	
IB3322	10X Tris Glycine Buffer (10X TG Buffer)		2,100	
IB3352	10X Western Transfer Buffer		2,100	
IB3372	10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)		2,100	
IB3011	10X Phosphate Buffered Saline Buffer, pH7.4 (10X PBS Buffer)	1 L	700	同價位買二送一
IB3051	10X Tris Buffered Saline Buffer, pH7.6 (10X TBS Buffer)	1 L	700	
IB3111	0.5M EDTA, pH8.0	1 L	1,600	
IB3321	10X Tris Glycine Buffer (10X TG Buffer)	1 L	700	
IB3351	10X Western Transfer Buffer		700	
IB3371	10X Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X TGS Buffer)		700	
IB3541	0.5M Tris-HCl, pH6.8	1 L	1,600	
IB3551	1M Tris-HCl, pH6.8		1,600	
IB3531	1.5M Tris-HCl, pH8.8		1,600	
IB3601	4X Resolving Gel Buffer	1 L	1,600	
IB3611	4x Stacking Gel Buffer		1,600	
IB3801	20X Saline-sodium citrate Buffer, pH7.0 (20x SSC Buffer)	1 L	1,050	
IB3802	20X Saline-sodium citrate Buffer, pH7.0 (20x SSC Buffer)	5 L	3,150	
IB3211	50X TAE Buffer	1 L	1,600	
IB3251	10X TBE Buffer		1,050	

貨號	品名	包裝	售價	優惠方案
OBP210	6X protein Loading Buffer (2ME)	10ml	1,900	同品項買一送一

• OmicsBio Buffer系列**加碼**

滿**5,000**元, 送Elabsience實用帆布袋一個
(數量有限, 送完為止)

滿**12,000**元, 送T-PRO LumiLong Plus ECL Substrate
(#JT96-K004M, 250mL*2) 一組

滿**22,000**元, 送DLAB 小烏龜離心機一台



Elabsience帆布袋



DLAB 小烏龜離心機

蛋白質定量好幫手 Bradford & BCA assay

Bradford & BCA assay 為傳統測定蛋白質濃度的方式，優點在於方便又便宜，以可見光方式偵測。



Bradford 和 BCA assay 比較表，方便你做選擇！

	T-Pro Bradford Protein Assay kit (1X)	T-Pro BCA Protein Assay kit
Reducing agent	相容	不相容
反應時間	短 (5-10分鐘)	長 (30分鐘)
反應溫度	較方便 (室溫)	不方便 (37°C)
線性度	差	佳
偵測範圍	1-200 mg/mL	20-2000 mg/mL
貨號	JB04-D002	JB04-D001
包裝	500ml / BT	500assay / KIT
售價	\$2,100	\$4,500

- (1) 歡迎搭配 [BSA 標準品 Albumin Standard (2.0 mg/ml) (5x1 mL, # JB04-D001C)] !
 (2) 強力推薦 [OmicsBio 6X Protein Loading Buffer (2ME) (10mL, #OBP210)]。




一般蛋白電泳標準品



AccuRuler RGB Prestained Protein Ladders

(#02101-250, 250 uL, 售價 2,200)

盟基
人氣款




促銷方案

- 1 買1送1
- 2 買5送6
- 3 買20送15，再送「兩片膠系統一組」(市值 23,460元)



Broad Multi Color Pre-stained Protein Standard

(#M00624-250, 250 uL, 售價 4,600, 買二送一)



四種顏色
最清晰

蛋白質膠體安全染色


One-Step Blue® Protein Gel Stain (#21003-1L)

1. 只要染色5-60分鐘後即可觀察，可不須沖洗
2. 無醋酸 or 甲醇，安全更升級
3. 靈敏度高：可偵測10-20 ng 蛋白質
4. 可選擇肉眼觀察 (藍色) 或 near-infrared 螢光觀察




原價 ~~\$5,000~~
特價 **85折**

可以選擇肉眼觀察 (藍色) 或是 near-infrared 螢光觀察



Unstained Precision Plus Protein™ Standard (Bio-Rad) 兩倍序列稀釋，跑完電泳後，並以 One-Step Blue® Protein Gel Stain 染色60分鐘。(左) 肉眼觀察藍色訊號。(右) 波長800 nm 螢光 (近紅外光) 觀察。框框顯示蛋白量 (ng)。

無須退染！效果優於Coomassive blue(CBB) 和Simply Blue(SB)



使用One-Step Blue® 染色1小時後，無論有沒有退染，效果都比Coomassive Blue和Simply Blue要好

1. 轉漬膜染色請選擇 [Ponceau S solution (1L, #22001)]。
2. 蛋白質電泳實驗強力推薦 [預混型蛋白膠體快速配置液T-Pro EZ Gel Solution (500mL, 四種濃度 #JB02-B008M, #JB02-B010M, #JB02-B012M, #JB02-B015M)]，只需TEMED和APS，15分鐘快速凝膠，效果媲美梯度膠！！

轉漬膜染色染劑

1. Ponceau S solution(#22001-1L)
2. 確認轉印效果，可檢測250 ng 蛋白質
3. 只需5-10分鐘染色，簡單潤洗即可觀察 (鮮紅色訊號)
4. 重複潤洗可去除染劑，並接續 Western 實驗

原價 ~~\$3,950~~
特價 **85折**



奶粉留著自己喝，快來使用T-pro blocking buffer

T-Pro Blocking Buffer使用獨家的化合物成份，可用於封閉ELISA, Western Blotting, array和其他免疫化學實驗中過量結合位點。此產品減少糖基化的交叉反應和干擾等傳統蛋白質封閉試劑會遇到的問題且與抗體、Avidin/Biotin 具兼容性。



貨號	品名	包裝	售價
JK92-W005	T-Pro Blocking Buffer	500 mL/BT	3,000

WB 轉漬膜 Blocking

全新螢光 WB Blocking 試劑 有data就敢大聲說話, 螢光WB必備品



TrueBlack® WB Blocking Buffer Kit


✓ 應用: 螢光 Western-blotting 降低背景值 (HRP 冷光不適用)

✓ 優點:

1. 同時降低抗體 & 螢光染劑造成的非專一性背景值
2. PVDF & NC 轉漬膜皆可使用
3. 非動物性試劑, 適用所有抗體

貨號	包裝	售價	優惠價
23013-T	10 preps (100 mL)	3,800	3,420
23013	50 preps (500 mL)	15,050	13,545

降低背景值效果優於他牌



以螢光 WB 偵測 NIH-3T3 細胞中的 pErk1/2, 使用 gelatin, Odyssey® 或 TrueBlack® 做 blocking, 以 rabbit anti-pERK 一抗 & CF® 680R-Donkey anti-rabbit 二抗偵測抗原, 發現 TrueBlack® 背景值較低。

傳統 WB Blocking 試劑 各種基本款, 從 BSA, Milk 到 Gelatin 應有盡有

除了上述兩種新款 Blocking reagent 之外, 盟基亦提供傳統使用的試劑, 包含 milk, BSA, gelatin, 和已經混和好緩衝液的粉末, 可直接加水使用。



BIO BASIC
Quality-Affordable Research



分類	貨號	品名	包裝	售價
Milk	22012	Dry Milk Powder	4 x 25g	2,750
Gelatin	22011	Fish Gelatin Powder	2 x 50 g	3,600
	22010	10X Fish Gelatin Blocking Agent	100 mL	4,000
	G9764	Gelatin	100 g/500 g	930 / 3,887
BSA	AD0023	Albumin, heat shock isolation pH 7.0	5g/25 g/100 g	735 / 2,200/8,100
buffer	E-BC-R335	TBST buffer (10X)	500 mL	930

買二送一

WB 實驗必備小物

應用	貨號	品名	包裝	優惠價
轉漬膜 (Transfer Membrane)	E-BC-R329	PVDF Membrane (0.22 μm) (8.5x6 cm)	10 張	2,900
			20 張	3,900
	E-BC-R266	PVDF Membrane (0.45 μm) (8.5x6 cm)	10 張	1,800
			20 張	3,000
	BSP0160	Pall, PVDF轉漬膜, 孔徑0.2um	260cmx3.3m	7,000
	66485	Pall, NCF轉漬膜, 孔徑0.2um	30cmx3.3m	6,900
轉漬用濾紙 (Blotting Paper)	BMP30-300	Biomate, PVDF轉漬膜, 孔徑0.45um	30cmx3m	6,900
	FT-2-527-460570N	Sartorius, Blotting Paper, 46x57cm, 0.34mm	100sheet	8,900
	FT-2-521-580580	Sartorius, Blotting Paper, 58x58cm, 1.3mm	25sheet	10,000
底片 (X-Ray Film)	Super RX-N-C	FUJIFIM 富士底片 8x10inches	100張	3,500

買五送一

讓您輕鬆做出梯度膠

簡單快速跑出分離範圍廣的梯度膠效果


預混型蛋白膠體快速配置液

創新配方，預先混合緩衝液和 acrylamide，不須接觸高濃度 acrylamide，只需加入 TEMED 和 APS 即可鑄膠*



優點

1. 蛋白質分離效果卓越，媲美梯度膠
2. 不須外加 acrylamide
3. 15分鐘快速凝膠
4. 室溫保存至少一年
5. TGS, MOPS running 都適用**
6. 經濟划算，只須梯度膠1/5價格



T-pro EZ gel solution 與他牌預製梯度凝膠之電泳圖比較：以不同的膠體分離 Omics RGB Prestained Protein Ladder (#02101-250)，圖中個別膠體實驗的電泳時間經過測試，以達最佳的蛋白質分離效果。建議高濃度膠體可適當延長電泳時間。

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
JB02-B008M	T-Pro EZ Gel Solution, 8%	500 mL	6,000	2,600
JB02-B010M	T-Pro EZ Gel Solution, 10%			
JB02-B012M	T-Pro EZ Gel Solution, 12%			
JB02-B015M	T-Pro EZ Gel Solution, 15%			

*盟基提供 APS (#AB0072) 和 TEMED (#TB0508)

搭配 MOPS 效果更好，歡迎選購 T-pro MOPS/SDS running buffer (20X) (500mL, #JB07-G003) **買一送一

超划算EZ Gel Solution組合 (10%限定)

購買 **5** 瓶

送 **1瓶Buffer** (500mL MOPS Buffer or 1L TG Buffer)+ **1瓶 Transfer buffer** (1L)

ECL Substrate 化學冷光呈色

[化學冷光] 靈敏度最佳

T-Pro
BIOTECHNOLOGY

化學冷光靈敏度最高，而且訊號容易去除，membrane 可以重複標記抗體。

sensitivity	Low			High
產品名稱	LumiFast Plus	LumiLong Plus	LumiDura	
貨號	JT96-K002M	JT96-K004M	JT96-K006M	
包裝	250mL*2/Kit	250mL*2/Kit	250mL*2/Kit	
售價	\$3,600	\$7,560	\$6,000	
靈敏度	ng (10 ⁻⁹)~pg (10 ⁻¹²)	pg (10 ⁻¹²)~fg (10 ⁻¹⁵)	Low pg(10 ⁻¹⁴) ~zg(10 ⁻¹⁹)	
訊號穩定度	+	+++	+++	
應用	經濟划算型，手殘也不怕失敗	持續時間長，一瓶抵兩瓶	LumiLong Plus升級版，訊號更強	

LumiLong Plus

\$7,800

買一送一

回購率100%


再送Running Buffer +
Transfer Buffer (1L)

LumiDura

\$6,000

再送Running Buffer +
Transfer Buffer (1L)

LumiLong Plus 訊號持久穩定




以293細胞萃取物為樣本並於序列稀釋後進行蛋白電泳，將市售 ECL 與 T-pro LumiLong Plus Substrate 加入，靜置1小時後，進行呈色顯影並觀察蛋白表現。由結果可知，LumiLong Plus 的訊號持久度優於其他市售 ECL。


LumiLong Plus 與他牌產品相比，訊號更持久穩定、靈敏度強

實驗室使用
大受好評，強烈推薦

Brand M
Western HRP substrate



T-Pro LumiLong Plus
Chemiluminescence Detection Kit (ECL Kit)
JT96-K004M




HGL5 細胞萃取物，並分成4個組別Ctrl, drug1, H₂O₂, drug+H₂O₂ 進行蛋白質電泳，一抗的稀釋濃度為 1:1000，曝光時間10秒

GenScript
Make Research Easy

買T-PRO ECL系列

就送 SurePAGE Precast Gel 蛋白質預鑄膠 (2片裝)

即開即用！梯度膠給您美美的Data!




蛋白質純化 Resin & Magnetic Beads



Resin

[吸附力較強 & 產物零損失]

純化效果完勝 G 牌



Magnetic Beads

[選擇磁珠，操作方便更快速]

吸附速度效果完勝 B 牌



AmMag 磁座



L00722
(2mL tube)



L00723
(15 and 50mL)

Resin 產品列表

純化標的	貨號	品名	純化效率 (/mL)	包裝	售價	優惠價
抗體	Antibody	L00210 Protein A Resin	>20 mg human IgG	5 mL	6,900	4,830
		L00464-5 Protein A Resin FF	> 40 mg human IgG	5 mL	25,400	17,780
		L00209 Protein G Resin	>20 mg sheep IgG	5 mL	8,200	5,740
		L00664-5 Protein G Resin FF	≥ 20 mg human IgG	5 mL	27,100	18,970
		L00239 Protein L Resin	>15 mg rabbit IgG	2.5 mL	10,100	7,070
	Alkaline Stable Antibody	L00433-25 Monofinity A Resin	>30 mg human IgG	25 mL	106,000	74,200
		L00433-11 Monofinity A Resin Prepacked Column	>30 mg human IgG	1 mL	10,700	7,490
	Antibody (Pre-packed Column)	L00433-51 Protein A Resin FF Prepacked Column	> 40 mg human IgG	5 mL	31,500	22,050
		L00680-12 Protein G Resin FF Prepacked Column	≥ 20 mg human IgG	2 mL	26,000	18,200
		L00681-12 Protein G Resin FF Prepacked Column	≥ 20 mg human IgG	5 mL	48,100	33,670
Tagged 蛋白	His tag	L00223-10 High Affinity Ni-charged Resin	45-60 mg (27 kD)	10 mL	5,100	3,570
		L00223-25 High Affinity Ni-charged Resin	45-60 mg (27 kD)	25 mL	10,600	7,420
		L00465-5 Ni Resin FF	>40 mg	5 mL	3,100	2,170
		L00465-25 Ni Resin FF	>40 mg	25 mL	13,200	9,240
		L00666-5 High Affinity Ni-Charged Resin FF	>45 mg	5 mL	4,000	2,800
	His tag (Pre-packed Column)	L00666-25 High Affinity Ni-Charged Resin FF	>45 mg	25 mL	16,000	11,200
		L00683-12 High Affinity Ni-Charged Resin FF Pre-packed Column	>45 mg	2 mL	4,200	2,940
		L00683-51 High Affinity Ni-Charged Resin FF Pre-packed Column	>45 mg	5 mL	7,100	4,970
	GST tag (Expression & purification)	L00684-12 Ni-IDA Resin FF Pre-packed Column	>40 mg	2 mL	2,900	2,030
		L00684-51 Ni-IDA Resin FF Pre-packed Column	>40 mg	5 mL	6,000	4,200
其他	DYKDDDDK tag	L00206 Glutathione Resin	35-45 mg (26kD)	10 mL	6,900	4,830
		L00207 GST Fusion Protein Purification Kit	35-45 mg (26kD)	1 kit	8,800	6,160
	Biotinylated	L00432-1 Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1 mg DYKDDDDK-protein	5 mL	17,800	12,460
		L00432-5 Anti-DYKDDDDK G1 Affinity Resin	~1 mg DYKDDDDK-protein	10 mL	41,900	29,330
免疫沉澱	Sulfhydryl-containing ligands	L00353 Streptavidin Resin	120 nmol D-Biotin	5 mL	9,700	6,790
		L00403 High-Affinity Iodoacetyl Resin	1 mg sulfhydryl-containing peptides	10 mL	9,500	6,650
		L00404 High-Affinity Antibody Purification Kit	1 mg sulfhydryl-containing peptides	1 kit	8,800	6,160
免疫沉澱	Immuno-precipitation	L00425 Anti-DYKDDDDK IP Resin	~1mg	1 mL	12,600	8,820

Magnetic Beads 產品列表


純化標目標	貨號	品名	純化效率 (/mL)	包裝	定價	優惠價
抗體	Antibody	L00273 Protein A MagBeads	>10 mg rabbit IgG	4 mL	5,700	3,990
		L00672-4 Protein A MagBeads MX	>30 mg human IgG	4 mL	29,000	20,300
		L00274 Protein G MagBeads	> 10 mg goat IgG	2 mL	7,900	5,530
		L00673-4 Protein G MagBeads MX	> 25 mg human IgG	4 mL	30,500	21,350
		L00277 Protein A/G MagBeads	> 10 mg goat IgG	2 mL	9,400	6,580
Tagged 蛋白	His tag	L00295 Ni-charged MagBeads	5 - 20 mg (27kD)	8 mL	6,200	4,340
其他	FLAG tag	L00835-1 MonoRab™ Anti-DYKDDDDK Magnetic Beads	1.5 mg tagged protein	1 mL	23,400	16,380
	Biotinylated	L00424 Streptavidin MagBeads	> 60 nmol free biotin	2 mL	10,500	7,350

與國際知名藥廠 Amgen 合作開發 新一代純化專用磁珠


AmMag™ Protein A Magnetic Beads

獨家耐鹼設計，效率不打折


- Unique Alkaline-resistant ligand
- Fast magnetic response



Reusability and Alkaline resistance



結合能力強，完勝 G 牌



貨號	產品	效率 (/mL beads)	包裝	售價	優惠價
L00695	AmMag Protein A Magnetic Beads	>40 mg human IgG	4 mL	37,600	26,320
L00776-4	AmMag Ni Magnetic Beads	>10 mg 6xHis-tagged protein	4 mL	31,300	21,910

蛋白質濃縮管

特殊超濾薄膜科技----僅需離心即能輕鬆分離核酸或蛋白質...等生物樣品



- ✓ 多元樣品處理量：50 uL->60 mL，滿足不同實驗需求
- ✓ 流失量低：保證回收率>90%，珍貴樣品最適合
- ✓ 專一性高：超濾薄膜吸附專一不亂黏，濃縮&純化雙效合一



Microsep Advance Centrifugal Device/ 最大樣品處理量：5 mL

貨號	品名	MWCO	包裝	售價
MCP003C41	Microsep Advance 濃縮離心管, Omega濾膜	3K, gray	24/pkg	3,150
MCP003C46		3K, gray	100/pkg	12,915
MCP010C41		10K, blue	24/pkg	3,150
MCP010C46		10K, blue	100/pkg	12,915
MCP030C41		30K, red	24/pkg	3,150
MCP030C46		30K, red	100/pkg	12,915

Macrosep Advance Centrifugal Device/ 最大樣品處理量：20 mL

貨號	品名	MWCO	包裝	售價
MAP003C37	Macrosep Advance 濃縮離心管, Omega濾膜	3K, gray	24/pkg	6,775
MAP003C38		3K, gray	100/pkg	25,990
MAP010C37		10K, blue	24/pkg	6,775
MAP010C38		10K, blue	100/pkg	25,990
MAP030C37		30K, red	24/pkg	6,775
MAP030C38		30K, red	100/pkg	25,990
MAP100C37		100K, clear	24/pkg	6,775
MAP100C38		100K, clear	100/pkg	25,990



Protease & Phosphatase inhibitor

Protease Inhibitor Cocktail 趕走所有搗蛋壞酵素!

TargetMol®
A DRUG SCREENING EXPERT

貨號	品名	內容物	包裝	售價
C0001	Protease Inhibitor Cocktail	AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin, Pepstatin A.	1ml	900

買十
送五

Phosphatase Inhibitor Cocktail 強力盾牌給蛋白滿滿的保護力!!

貨號	品名	內容物	包裝	售價
C0002	Phosphatase Inhibitor Cocktail I (100× ddH2O)	Sodium Fluoride, Sodium Orthovanadate, Imidazole etc.	1ml	1,000
C0003	Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)	(-)-p-Bromotetramisole oxalate, Cantharidin, Microcystin LR	1ml	1,000

買十
送五


I+II 給您完整的保護力!

貨號	品名	內容物	包裝	售價
C0002 + C0003	Phosphatase Inhibitor Cocktail I (100× ddH2O) + Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)	Sodium Fluoride, Sodium Orthovanadate, Imidazole etc. + (-)-p-Bromotetramisole oxalate, Cantharidin, Microcystin LR	1組	1,700

買五
送五

Elabscience重組蛋白

4000 多種多樣化的蛋白質



■ 優點：

1. 多樣化：涵蓋多種標的物、搭配多種標籤(tag)
2. 高品質：高純度(>95%)，低內毒素(<1.0 EU/μg)，具有活性驗證
3. 嚴格的品管：標準化操作流程，GMP等級的工廠
4. 多種物種表現系統：E.coli、Yeast、Mammalian Cells, Insect Cells(baculovirus)
5. 技術支援：完整的售前與售後技術服務



全面
65折!

■ 產品分類

cytokines, growth factors, immune checkpoint proteins, CD antigen, FC Receptor, enzymes, hormone, etc.

活性蛋白

Elabscience® 提供 1000 多種不同的活性蛋白質，並使用多種檢測重組蛋白生物活性的生物測定方法，包括增殖測定、細胞因子誘導測定、趨化性測定、細胞增殖測定、酶測定、功能性 ELISA 等。驗證過生物活性的重組蛋白可用於細胞培養、藥物靶點研究、候選藥物、結構研究、蛋白質-蛋白質相互作用研究等眾多研究領域。



細胞因子

Elabscience® 提供的細胞因子具有出色的批次間一致性、卓越的活性和顯著低的內毒素水平，包括趨化因子、干擾素 (IFN)、白細胞介素和腫瘤壞死因子 (TNF)、Cylony 刺激因子 (CSF)、生長因子和其他細胞因子相關蛋白。

Human EGF Protein (Active)

Human bFGF Protein (Active)

Human GM-CSF Protein (Active)

Human IL-6 Protein (Active)

Human IL-4 Protein (Active)

Human TNF-alpha Protein(Active)

Mouse bFGF Protein (Active)

Human VEGF165 Protein (Active)

Mouse IL-2 Protein (Active)

Human IL-1 beta Protein (Active)

Mouse TGF-beta 1 Protein(Active)

Human IL-10 Protein (Active)

蛋白質垂直電泳槽系列

品質不妥協，讓您的經費花在刀口上！

Key Feature

✓ 玻璃片切割精確、不易殘留

✓ 高級塑料塑形、裁切精準

✓ 封邊隔條使的玻璃片加厚，不易破碎

✓ 完全與B牌相容



Mini Vertical PAGE System 蛋白質四片膠電泳槽系統

【含電泳梳(10孔)x5、電泳梳(15孔)x5、厚玻板x5、短玻片(10片)、製膠基座x4、製膠支架x4、密封防漏膠墊x5、電極芯、共用電極芯、電泳槽替代檔板、剝膠鏟、10孔上樣托架、垂直電泳槽上蓋(帶電纜線)、下槽】

貨號	內容物
OBWP028-0.75	搭配 0.75mm 厚玻片厚邊條與齒梳
OBWP028-1.0	搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
OBWP028-1.5	搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳



Mini Vertical PAGE System 蛋白質兩片膠電泳槽系統

【含電泳梳(10孔)x3、電泳梳(15孔)x3、厚玻板x3、短玻片(5片)、製膠基座x2、製膠支架x2、密封防漏膠墊x3、電極芯、電泳槽替代檔板、剝膠鏟、10孔上樣托架、垂直電泳槽上蓋(帶電纜線)、下槽】

貨號	內容物
OBWP029-0.75	搭配 0.75mm 厚玻片厚邊條與齒梳
OBWP029-1.0	搭配 1.0 mm 厚玻片厚邊條與齒梳
OBWP029-1.5	搭配 1.5 mm 厚玻片厚邊條與齒梳



蛋白質轉漬

miniBLOTCell 蛋白質垂直轉漬槽系統

貨號	內容物
OBMT001	【含轉漬槽電極架、三明治夾板x2、海綿墊(黑色)x5、冰盒x2、垂直電泳槽上蓋(帶電纜線)、下槽】

Western Blotting 配件一覽表

電泳配件買**3送1**

(價低者為贈品)

不需要整組重買，快來選擇需要汰換的配件吧

Omics Bio



(1.0 mm)



(0.75 mm)



(1.5 mm)

貨號	品名	包裝
OBWP002	電泳梳，1.0 mm，10孔	5片/盒
OBWP003	電泳梳，1.0 mm，15孔	5片/盒
OBWP004	電泳梳，0.75 mm，10孔	5片/盒
OBWP005	電泳梳，0.75 mm，15孔	5片/盒
OBWP006	電泳梳，1.5 mm，10孔	5片/盒
OBWP007	電泳梳，1.5 mm，15孔	5片/盒

貨號	品名	包裝
OBWP008	厚玻板，0.75 mm邊條	5片/盒
OBWP009	厚玻板，1.0 mm邊條	5片/盒
OBWP010	厚玻板，1.5 mm邊條	5片/盒

貨號	品名	包裝
OBWP011-5	短玻片(5片裝)	5片/盒
OBWP011-10	短玻片(10片裝)	10片/盒

OBWP026	製膠基座彈簧夾，1個	
---------	------------	--

貨號	品名	包裝
OBWP012	製膠基座(單個)	1個

貨號	品名	包裝
OBWP013	製膠支架	1個

貨號	品名	包裝
OBWP014	製膠支架樞紐片	2個/包

貨號	品名	包裝
OBWP015	密封防漏膠墊 (矽膠材質、白色透明)	5個/包

貨號	品名	包裝
OBWP016	U 型密封圈	2條/包

貨號	品名	包裝
OBWP017	電極芯夾子	2個/包

貨號	品名	包裝
OBWP018	電極芯	1個

貨號	品名	包裝
OBWP019	共用電極芯	1個



貨號	品名	包裝
OBWP020	電泳槽替代檔板	1個



貨號	品名	包裝
OBWP021	剝膠鏟	1個



貨號	品名	包裝
OBWP022	10孔上樣托架	1個



貨號	品名	包裝
OBWP023	垂直電泳槽上蓋 (帶電纜線)	1個




貨號	品名	包裝
OBWP024	下槽	1個



貨號	品名	包裝
OBWP025	專用電纜線 (紅/黑)	1個



貨號	品名	包裝
OBMT002	轉漬槽電極架	1個



貨號	品名	包裝
OBMT003	三明治夾板	1個



貨號	品名	包裝
OBMT004	海綿墊(黑色)	5個/包



貨號	品名	包裝
OBMT005	冰盒	1個



貨號	品名	包裝
OBMT010	小型轉漬芯 (含轉漬槽電極架、 三明治夾板x2、 海綿墊x5、冰盒x2)	1組



貨號	品名	包裝
MP-3110	海綿墊(白色)	4個/包

萌雞年末回饋 給您滿滿的活力!

單筆購買滿 6,000元 ※右欄禮品二選一	 OmicsBio Buffer (10XPBS, TBS, TGS, TG任選) x1	or	 Labo 抗酒精符號筆 (Ø2mm) x3
單筆購買滿 15,000元 ※右欄禮品二選一	 Labo 彩色標籤膠帶 (大卷) x2	or	 擦手紙一箱 (20包)
單筆購買滿 22,000元 ※右欄禮品二選一	 T-PRO Mycospray 黴菌去除清潔劑 (500mL) x1	or	 萌雞兌換券 (100元 x 6張)
單筆購買滿 30,000元 ※右欄禮品二選一	 Elabscience HRP二抗 (Goat anti-Rabbit or anti-Mouse任選一支) (#E-AB-1003 or E-AB-1008, 60uL)	or	 星巴克咖啡券 (150元 x 5張)
單筆購買滿 45,000元 ※右欄禮品二選一	 SurePAGE 蛋白質梯度膠 (貨號任選) x1	or	 良杯製所 吸管杯組 x1
單筆購買滿 50,000元 ※右欄禮品二選一	 Elabscience 細胞專用 Anti-Mycoplasma Treatment Reagent (200×) 1 m x5 (#EP-CM-L0503)	or	 萌雞兌換券 (100元 x 22張)
單筆購買滿 66,000元 ※右欄禮品二選一	 DLAB 小烏龜 (7000rpm) x1	or	 0.2µm PVDF轉漬膜 26cm x 3.3m, x1

【註1】滿額贈獎資格者，須於活動截止日前完成出貨並隨或開立發票者，始符合資格。

Code:2022Q309-02

【註2】贈品為隨機出貨，如遇贈品缺貨，盟基生技保留更換等值贈品之權利，恕不另行通知。

【註3】僅此份促銷傳單上之商品/服務可列入累積金額，其他品項恕不列入。

【註4】滿額贈優惠方案擇一，不得累計。

【註5】活動至12月30日止，贈品於隔年1月底前統一送出。

Omics Bio
盟基生物科技

Web: www.omicsbio.com.tw
Mail: info@omicsbio.com
免付費電話: 0800-222-082

台北總公司
T : 02-8698-2268
F : 02-8698-2228

高雄分公司
T : 07-223-6080
F : 07-223-8205

