

— 分生系列 — 全明星大集合

Big
Sale

Big
Sale

活動時間：即日起至12/30止

銷售常勝冠軍: Cetuzyme 2X PCR Mix ----- P2

狂勝SYBR Green的qPCR ----- P3

生科人最愛: OmicsBio DNA Ladder系列 ---- P5

PCR Reagent 聚合酶試劑

Omics Bio

■ Cetuzyme 2xPCR MasterMix

✓ 優點：

1. 2X濃度，簡單好使用
2. 產品穩定，短期置於室溫不影響
3. 特異性高! 使用優化升級的配方，有效降低雜訊

Tips! 選擇適合您的Mix:

- ✓ **Cetuzyme**: 常常跑PCR, 需要穩定的PCR mix
- ✓ **Phoenzyme**: 偶爾會做 colony PCR, 樣品種類較複雜



貨號	品名	包裝	售價
10208-050	Cetuzyme 2xPCR MasterMix	1ml x5	4,500

■ Phoenzyme 2xPCR MasterMix

✓ 優點：

1. 2X濃度，操作簡單
2. 內含染料，可以方便追蹤，不影響PCR效率
3. PCR結束可直接跑膠，不需要加Sample Buffer
4. PCR 可到5kb



貨號	品名	包裝	售價
10018-050	Phoenzyme 2xPCR MasterMix	1ml x5	4,500

① 買1送3

② 買3送6，再送DNA必備品：**DNA ladder*5支** (#02001, #02002, #02003)+
50X TAE or 10X TBE (擇一)+DNA loading dye (#DL0122, 10x1mL)

③ 買5送10，再送**核酸水平電泳槽** (#MJ-105A)或**CoolCell細胞漸凍盒** (#BCS-405) 二選一



■ Omics Pure dNTPs (10 mM each), ≥99%

- ✓ 高純度配方，≥99% HPLC
- ✓ 不含DNase 和 RNase
- ✓ 可用於各種DNA和RNA實驗中

買就送

OmicsBio DNA ladder 一管
(#02001-500, #02002-500, #02003-500)
(三選一)



貨號	品名	包裝	售價
11208-010	Omics Pure dNTPs (10 mM each)	1ml	1,500

穩定再升級！GC-Rich不用怕！

✓ 應用：適用於高 GC% 目標基因 (最高可到79%)


✓ 優點：

- (1) Hot start 95°C 熱活化，專一性更升級
- (2) 適用於後續 TA cloning & Sanger 定序



HOT START

產品名稱	貨號	包裝	售價	優惠價
5X HOT FIREPol	04-33-00115	1mL	2,800	2,240
GC Master Mix	04-33-02015	20mL	50,200	40,160



*12條 High GC% 目標基因 PCR 結果

克隆好幫手：新增 Proofreading 特性

✓ 應用：需更高的序列正確性

✓ 優點：

- (1) 新增 Proofreading 特性，正確率更高
- (2) 效率提升：5x Higher fidelity of Taq
- (3) 特殊 Buffer 降低 Primer dimer



HOT START

產品名稱	MgCl ₂	貨號	包裝	售價	優惠價
5X HOT FIREPol Blend	7.5 mM	04-25-00115	1mL	2,700	2,160
Master MixReady To Load	7.5 mM	04-25-02015	20mL	47,500	38,000

Real-time qPCR master mix 暢銷款

5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus




[優1] 可於室溫下操作：特殊 stability TAG 酵素技術，具專利保護 (歐盟專利 EP2501716，美國 9321999)，室溫下可至少穩定保存一個月，不影響酵素活性，運輸操作都方便

[優2] 全新 EvaGreen 螢光可穩定維持3hr，實驗重複性高，重複性高於 SYBR Green

[優3] 95°C 熱活化，專一性更好

[優4] 5倍濃縮配方，適合低濃度樣本

EvaGreen 螢光可穩定維持3hr，實驗重複性高



將 SYBR Green 和 EvaGreen 染劑置於 99°C 培養三小時，觀察不同時間螢光強度之變化，並以 ROX 作為參考值。(左) SYBR Green 時間越長，螢光強度越弱；(右) EvaGreen 則與一開始幾乎相同。說明 EvaGreen 有更好的螢光持久度。

產品名稱	品名	包裝	貨號	售價	優惠價
5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX)	ABI: 7000, 7300, 7500, 7700, 7900HT, ViiA™7, StepOne™, StepOnePlus™, QuantStudio™ 5, 6 Flex, 7 Flex, 12K Flex	8ml	08-24-00008	21,500	16,000
	Stratagene: Mx3000P™, Mx3005P™, Mx4000™	20ml	08-24-00020	53,600	38,000

Reverse transcription (RT) 反轉錄加速器

Solis BioDyne 獨家專利酵素 RT


穩定又省時!

RNA 反轉錄成 cDNA, 方便下游偵測

1. 室溫超穩定: 無須冰上操作, 有效避免汙染
2. 酵素高溫穩定: 工作溫度可到 60°C, 有效解開二級結構
3. 反應快速有效率: 30分鐘完成反應
4. 不同包裝任君選擇



❌ REACTION SET-UP ON ICE



✅ REACTION SET-UP AT ROOM TEMPERATURE



傳統法:

步驟複雜、費時費力

1. 加入以下試劑: + RNA, Primer, dNTP, Water
2. 反應 65°C, 5 mins
3. 取出 on ice 5 min
4. 再加 DTT, RT-enzyme, RNase inhibitor, buffer
5. 反應 >50°C, 10 mins
6. 再加 RNase H
7. 反應 37°C, 20 mins

快跟麻煩
說掰掰~

聰明法:


只須添加 RNA 即可上機

- Oligo or Random primer
- RT enzyme
- Buffer
- dNTP Mix
- RNase Inhibitor
- Water, nuclease-free



FIREScript RT 線性度最好, 靈敏度最高


Amplification plot



以三家 kit 反轉錄出 cDNA, 並以 qPCR 偵測 B2M 基因表現量。1-5 代表不同的 RNA template 含量, 做10倍稀釋。

SOLIScript RT 專一性較高

Melting curve analysis



β2M 基因使用 gene-specific primer 做反轉錄, 反應溫度設為 55°C。反轉錄完成後, 以 qPCR 偵測 B2M 基因, 分析 Tm 值, SOLIScript RT 專一性較高, 另外一家曲線右側有出現明顯的雜訊。

推薦預混包裝, 使用最方便, 內含兩管試劑: 酵素, 其他試劑 premix

應用	品名	包裝	貨號	售價	優惠價
一般使用, 可搭配 Random, Oligo dT, Gene specific primer (亦可任意混合搭配)	FIREScript RT cDNA Synthesis Mix with Oligo (dT) and Random primers	100rxn	06-20-00100	100rxn 售價 \$12,700 優惠價 \$8,800	
		500rxn	06-20-00500		
	FIREScript RT cDNA Synthesis Mix with Oligo (dT) primer	100rxn	06-18-00100		
		500rxn	06-18-00500		
	FIREScript RT cDNA Synthesis Mix with Random primers	100rxn	06-19-00100	500rxn 售價 \$57,500 優惠價 \$40,000	
		500rxn	06-19-00500		
	FIREScript RT cDNA Synthesis Mix without primers	100rxn	06-17-00100		
		500rxn	06-17-00500		

*亦提供所有試劑分開的包裝, 可自行調配比例, 歡迎來電洽詢。

**抽 RNA 實驗請選擇 [Total RNA Extraction Miniprep System (250 preps, #GR1002)]。

***針對RNA 實驗, 強力推薦 [RNase and DNAase Away (200mL, #DB0339-200)] 和 [DEPC water (500mL, #DD1005)]。

最安全的核酸染劑




GelGreen®/GelRed® Nucleic Acid Stain

- ✓ 安全無毒：無生物毒性與無致突變性、無法穿透手套和細胞
- ✓ 生物友善環保：通過 Aquatic Toxicity Test，使用完可直接丟棄，不會造成環境汙染
- ✓ 高靈敏&高穩定性：比EtBr與SYBR Safe更靈敏
- ✓ 螢光穩定性高；可於室溫保存

GelRed® for UV

GelGreen® for LED

GelGreen®/GelRed® 不會跑進細胞中造成細胞危害。




產品列表：多種使用方式Precast, Post-staining, Loading dye 型式皆有

分類	Dye	品名	包裝	貨號	售價	優惠價
一般使用 (precast & post-staining皆可)	GelRed	GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, 10000X in water	0.5mL	41003	5,900	買3送1
			10mL	41003-1	94,950	85,000
		GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, 10000X in DMSO	0.5mL	41002	5,900	買3送1
			10mL	41002-1	94,950	85,000
	GelGreen	GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain, 10000X in water	0.5mL	41005	5,900	買3送1
			10mL	41005-1	94,950	78,000
PAGE 專用 (post-staining)	GelRed	PAGE GelRed® Nucleic Acid Gel Stain, 10000X in water	500uL	41008-501uL	88,750	4,100
Loading dye	GelRed	GelRed® Prestain Plus 6X DNA Loading Dye	1ml	41011	6,000	買2送1

核酸電泳 DNA Ladder

Omics Bio
Always think your experiments step ahead



1. 買1送1
2. 買5送6
3. 買20送8，再送核酸水平電泳槽 (#MJ-105A or Mupid2Plus擇一)




貨號	品名	包裝	售價
A 02001-500	AccuRuler 100bp DNA Ladders	50 µg / 500 µl	1,100
B 02002-500	AccuRuler 100bp Plus DNA Ladders		
C 02003-500	AccuRuler 1Kb DNA Ladders		

■ Loading Dye (DL0122)

DNA loading dye 應用於核酸電泳

買一送一





貨號	品名	包裝	售價
DL0122	6X Nucleic Acid Loading Dye	10 x 1 mL	1,200


✓ 應用: **Subcloning**; 組合多個 DNA 片段; 任意突變

✓ 優點:

1. 反應超快: 只要15分鐘
2. 克隆效率最棒: 優於其他7家廠商
3. 一次克隆超多片段: 至多12條
4. 限制酶位點無關 + 無縫連接
5. PCR product 可不用純化: 至少省下1小時
6. 不限特定載體, 只要線性化即可操作



or



貨號	產品名稱	最多一次克隆條數	使用未純化 PCR 產物	使用 ssDNA 克隆 + 突變	反應數	售價	優惠價
L00701-10	GenBuilder® Cloning Kit	6	可	NO	10	8,600	6,900
L00701-50					50	26,200	20,220
L00744-10	GenBuilder® Plus Cloning Kit	12	優	Yes	10	10,000	8,010
L00744-50					50	32,500	25,000

盟基精選品項, 數量有限, 要買要快!

產品名稱	包裝	貨號	售價
Agar A	500g	FB0010	4,120
Ampicillin, sodium salt USP	25g	AB0028	3,150
Glycerol	500ml	GB0232-500	1,350
LB Agar Powder, Miller	250g	SD7003	1,850
LB Broth Powder, Miller	250g	SD7002-250	1,580
RNase and DNAase Away (TM) - RNAase and DNA contamination removal solution, 200ml	200ml	DB0339-200	1,920
Sucrose	2.5kg	SB0498-2.5	2,910
Terrific Broth	250g	SD7035	1,850
Tryptone Powder	500g	TG217	3,550

*BBI 提供多項產品, 詳細資訊請洽詢當區業務。

核酸電泳相關 Buffer

買二送一

品名	包裝	貨號	售價
10X TE	1L	IB3301	700
50X TAE	1L	IB3211	1,600
10X TBE	1L	IB3251	1,050

核酸電泳相關 Chemical

品名	包裝	貨號	售價
0.5M EDTA, pH8.0	1L	IB3111	1,600
Acetic Acid (Glacial)	1 L	AC1001	1,990
Boric acid	500 g	BB0044	1,200

買二送一

CRISPR gRNA Plasmid - 質體使用最簡單

庫存現貨質體

最方便的庫存質體 & 最厲害的設計軟體

✓ **應用：**以質體於細胞中表現 Cas9 蛋白 & gRNA RNA，針對特定基因作用。

✓ **優點：**

- (1) 和張鋒實驗室共同合作 (Feng Zhang's laboratory at the Broad Institute of MIT and Harvard)，免費提供 gRNA 資料庫和設計軟體。
- (2) 超過 20,000 條 gRNA 庫存質體 (預設載體為 pLentiCRISPR v2)，下訂後可於一週到貨。
- (3) 五種 Cas9 系統選擇，SpCas9, eSpCas9, SpCas9 nickase, SaCas9, SAM，對應三種作用方式。
- (4) 多種載體型式可選擇(A)轉染用、(B)慢病毒系統：all-in-one 或 dual vector (gRNA 和 Cas9 分開)、(C)AAV 系統)。

✓ **客戶提供：**

- (1) 基因名稱 (Gene symbol/ID) (2) 指定載體

✓ **出貨規格：**

- (1) 4 ug 凍乾質體 (2) 定序結果



gRNA database

所有庫存質體一律 **\$5,500**
三個以上特價每個 **\$4,800**
(預設載體為 pLentiCRISPR v2)

crRNA/tracrRNA & sgRNA

✓ **種類：** **A** CRISPR RNA (crRNA) / trans-activating crRNA (tracrRNA) duplex & **B** guide RNA (sgRNA)

✓ **優點：**

(表一)

- (1) RNase-HPLC 純化，高純度、無 RNase 汙染。
- (2) 和 *in vitro* transcription (IVT) RNA 相比，使用較方便，細胞毒性較低。

✓ **客戶提供：**

- (1) crRNA/tracrRNA 或 gRNA 序列 (自行設計 or **Database 查詢**)
- (2) 如選擇 sgRNA，請選擇方案 EasyEdit or SafeEdit (表二)


✓ **出貨規格：**

- (1) 凍乾 RNA
- (2) 分析報告 MS (SafeEdit 還有 HPLC)





gRNA database

SafeEdit sgRNA 和 *in vitro* transcription 相比，細胞存活率較高



※ 表一：crRNA/tracrRNA V.S. sgRNA

CRISPR RNA 種類	crRNA/tracrRNA	sgRNA
構造 & 原理	20 nt crRNA 和目標基因互補；67 nt tracrRNA 連結 crRNA 和 Cas9 	單一 RNA，為 crRNA 和 tracrRNA 的合體 (97-103 nt) 
介紹	細菌原生系統，為傳統方法	創新技術
方便性	低	高
穩定性	低	高
基因編輯效率	低	高

勝！

※ 表二：gRNA 兩種方案說明

gRNA 種類	EasyEdit sgRNA	SafeEdit sgRNA
應用	一般使用	高純度款，更適合細胞
純化方式	Desalt	HPLC (保證純度 >90%)
QC	MS	MS, HPLC
和 IVT 相比	直接使用省時間，且毒性較低	
修飾	5' 前三個 & 3' 後三個鹼基加上 2'-O-methyl and phosphorothioate 修飾，可大幅提高 RNA 的穩定性	

CRISPR Cas9 酵素

✓ 優點:

- (1) 高生物活性: 皆經過 *in-vitro* 或 *in-vivo* assays 測試, 確保酵素有活性。
- (2) Cas9 上 fusion nuclear localization signal (NLS), 幫助 Cas9 蛋白進入細胞核。
- (3) > 95% 高純度 (by SDS-PAGE)
- (4) 低內毒素 (<0.1 EU/ug)
- (5) 無 RNase & DNase 汙染

sgRNA 合成服務

GenScript 提供高純度的 sgRNA, 基因編輯效率高於他牌。歡迎來電詢問!

類別	產品名稱	貨號	包裝	售價	優惠價
<i>In vitro</i> target DNA cleavage	GenCrispr Cas9 Nuclease	Z03386-10	10 ug (0.2 mg/mL)	2,300	1,610
		Z03386-50	50 ug (0.2 mg/mL)	7,100	4,970
Nuclear localization and <i>in vivo</i> gene-editing	GenCrispr Cas9-C-NLS Nuclease	Z03385-50	50 ug (1 mg/mL)	9,300	6,510
		Z03385-100	100 ug (4 mg/mL)	11,900	8,330
	GenCrispr Cas9-N-NLS Nuclease	Z03468-100	100 ug (10 mg/mL)	11,900	8,330
		Z03468-500	500 ug (10 mg/mL)	40,400	28,280
		Z03468-1	1 mg (10 mg/mL)	68,200	47,740
	GenCrispr NLS-Cas9-NLS Nuclease	Z03469-100	100 ug (10 mg/mL)	11,900	8,330
		Z03469-500	500 ug (10 mg/mL)	40,400	28,280
		Z03469-1	1 mg (10 mg/mL)	68,200	47,740
	GenCrispr NLS-Cas9-EGFP Nuclease	Z03467-100	100 ug (10 mg/mL)	15,300	10,710
		Z03467-500	500 ug (10 mg/mL)	51,700	36,190
		Z03467-1	1 mg (10 mg/mL)	86,800	60,760
	GenCrispr eSpCas9-N-NLS Nuclease	Z03470-100	100 ug (4 mg/mL)	15,200	10,640
		Z03470-300	300 ug (4 mg/mL)	33,600	23,520
Single strand break (SSB)	GenCrispr NLS-Cas9-D10A Nickase	Z03390-10	10 ug (1 mg/mL)	6,300	4,410
		Z03390-50	50 ug (1 mg/mL)	13,900	9,730
		Z03390-100	100 ug (4 mg/mL)	20,200	14,140

HOT

CRISPR 基因編輯檢測試劑

使用 CRISPR 方法進行基因編輯時, 需要有相對應的檢測試劑, 需要以 anti-Cas9 Antibody 確認 Cas9 蛋白質成功表現, 再以 T7 Endonuclease I (T7E1) 確認細胞的染色體 DNA 是否成功發生 NHEJ。

應用	產品名稱	貨號	包裝	售價	優惠價
Anti-Cas9 Antibody : 檢測 Cas9 蛋白質是否於細胞中成功表現	GenCrispr Cas9 Antibody, pAb, Rabbit	A01885-40	40 uL	5,000	3,500
		A01885-100	100 uL	10,000	7,000
	GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (4A1), mAb, Mouse	A01935-40	40 ug	6,300	4,410
	GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (14B6), mAb, Mouse	A01936-40	40 ug	6,300	4,410
	GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (11C12), mAb, Mouse	A01951-40	40 ug	6,300	4,410
	GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (26H10), mAb, Mouse	A01952-40	40 ug	6,300	4,410
	GenCRISPR™ FnCpf1 Antibody (9H6), mAb, Mouse	A01957-40	40 ug	6,300	4,410
檢測 CRISPR 成功與否	GenCrispr T7 Endonuclease I (10 KU/mL)	Z03396-250	250 U	3,500	2,450
		Z03396-1250	1250 U	13,900	9,730

HOT

CRISPR 實驗套組

CRISPR 套組 三合一禮包

原價\$45,900 特價只要\$29,900

- 1 sgRNA 製備套組一組 (#L00694)
- 2 sgRNA 篩選套組一組 (#L00689)
- 3 DNA 突變偵測套組一組 (#L00688)

sgRNA 製備

sgRNA 篩選

DNA 突變偵測

產品名稱	GenCrispr sgRNA Synthesis Kit*	GenCrispr sgRNA Screening Kit*	GenCrispr Mutation Detection Kit**
應用	製備 sgRNA 的 DNA 模板，並進行體外轉錄 (IVT)，製作出 sgRNA	細胞轉染前，於體外快速篩選適合的 sgRNA 序列	PCR & 電泳方式偵測細胞中 genomic DNA 上的突變
內容物	tracrRNA DNA, T7 primer, DNA polymerase, control primer, T7 RNA polymerase, 兩種酵素 buffer	Cas9 nuclease, buffer, control DNA & sgRNA	DNA polymerase, T7E1, 兩種酵素buffer, control DNA & primer
貨號/包裝	L00694/20 rxns	L00689/30 rxns	L00688/25 rxns
定價	\$24,000	\$10,500	\$11,400
優惠價	\$18,000	\$7,875	\$8,550

*提供 sgRNA 合成服務，純度高、穩定性高，歡迎來電詢問。

**提供單獨的 T7E1 (#Z03396-250)，經濟划算。

Agarose & 電泳相關 Chemical/Buffer

Agarose (核酸電泳用瓊脂糖膠體)




品名	包裝	貨號	售價	優惠價
Agarose LM (Low Melting)	100 g	AV-LMP01	10,000	8,000
Agarose HR (High Resolution)	100 g	AV-HARAG-100	10,000	8,000
Agarose LE (General Use)	500 g	AV-AG-500	6,500	5,800
Agarose Tablet, 0.5G X 200 Tablets, 100 g	100 g	A610709	4,950	4,800

RNA Prestain Loading Dye

幫助您在Agarose Gel上進行RNA電泳觀察

✓ 產品特色：

1. 2X濃度包裝，快速、簡便、超亮螢光RNA預染試劑
2. RNA變性、上樣、染色一步完成，可在常規瓊脂糖凝膠上進行電泳觀察
3. 可用以評估總RNA完整性以及判別是否有DNA污染
4. 比傳統EtBr染劑更靈敏




貨號	品名	包裝	售價	優惠價
41032	EMBERS500™ RNA Prestain Loading Dye	4 x 1 mL	17,500	單支85折、買4送1
41032-250uL		250 uL	3,000	

Luciferase報導基因分析套組


Firefly & Renilla Luciferase Single Tube Assay Kit

1. 附上 Lysis buffer, 兩種 Assay buffer 和兩種 Substrate*
2. 靈敏度高、線性度高
3. 簡單操作**三步驟**
4. 同一管反應, 減少操作




Promega產品	Promega 貨號	Assay type	Biotium 產品名	Biotium貨號	包裝	售價	優惠價
Steady-Glo® Assay System	E2510, E2520, E2550	Glow	Steady-Luc™ Firefly HTS Assay Kit	30028-T	1 kit	2,250	1,913
				30028-1	1 kit	4,500	3,825
				30028-2	1 kit	28,500	24,225
		Glow	Steady-Luc™ Firefly HTS Assay Kit (Lyophilized)	30028-L1	120 assays	4,500	3,825
Dual-Luciferase® Assay System (Firefly & Renilla)	E1910, E1960, E1980	Flash	Firefly & Renilla Luciferase Single Tube Assay Kit	30081-1	150 assays	9,800	8,330
				30081-2	1000 assays	47,450	40,333
				30081-T	50 assays	5,400	4,590
CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay	G7570, G7571, G7572, G7573	Flash	ATP-Glo™ Cell Viability Assay	30020-1	1 kit	7,100	6,035
				30020-2	1 kit	17,200	14,620
				30020-T	1 kit	1,850	1,573

線性度佳, 和他牌效果相同



Single tube assay 證明



檢測 no transfected (No txf) 和 transfected 的 HeLa 細胞。Quenched Firefly 為使用 Renilla working solution 抑制 Firefly 活性, 代表可以完全抑制掉 Firefly 活性, 不干擾之後的 Renilla 活性檢測。

Proteinase K

✓ 優點:

1. 高純度 >95% (by SDS-PAGE)
2. 高活性 >30U/mg
3. DNase-free & RNase-free
4. No detectable DNA (both bacterial and eukaryotic)

✓ 應用:

1. 核酸萃取實驗中去除 DNase & RNase
2. 提升 PCR 產物轉殖效率
3. 組織切片原位雜交 (in situ hybridization) 實驗中去除 RNase
4. 去除生物產品中的蛋白質汙染物

Elabscience®

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
E-IR-R109	Proteinase K Reagent (10 mg/mL)	1 mL	\$1,000	630
		5 mL	\$3,000	1,890
		10 mL	\$5,000	3,150
E-IR-R109U	Proteinase K Lyophilized Powder	1 g	\$17,500	11,060
		10 g	\$137,500	86,660

DNA/RNA 核酸萃取套組

- ✓ 台灣第一品牌，在地生產行銷全球
- ✓ ISO9001:2008、ISO 13485及TAF雙認證
- ✓ 操作流程快速，簡單幾分鐘快速完成
- ✓ 全系列產品可用離心法或真空吸引法進行操作
- ✓ 高效率萃取核酸樣品、純度媲美國際大廠



VIOGENE

任選
250 preps/kit
買三送一
(平均\$3750/盒)

一、Plasmid, Gel, PCR DNA Extraction Kit

暢銷四寶	貨號(包裝)	管柱結合效率	售價
Mini Plus Plasmid DNA Extraction System	GF2001 (50 preps)	~40 ug	1,200
	GF2002 (250 preps)		5,000
Gel Advanced Gel Extraction Miniprep System	EG2001 (50 preps)	~20 ug	1,200
	EG2002 (250 preps)		5,000
PCR Advanced PCR Clean Up System	PF2001 (50 preps)	~20 ug	1,200
	PF2002 (250 preps)		5,000
Gel/PCR DNA Isolation System	GP1001 (50 preps)	~20 ug	1,200
	GP1002 (250 preps)		5,000

Buffer 不要丟!

只要花 **450** 元購買 column，又是滿滿的一組!

✓ Mini plus column, Cat. #GF2BCA050 (50 preps),
(貨號為GF系列)

✓ GP column, Cat. #GPB0CA050 (50 preps),
(貨號為EG, PF, GP系列)

二、Genomic DNA Extraction Kit

樣本種類	品名	建議樣品量	貨號(包裝)	管柱結合效率	售價	優惠價
Cell, tissue, blood, bacteria	Geno Plus Genomic DNA Extraction Miniprep System*	1. Whole blood (300 uL)	GG2001 (50 preps)	~40 ug	3,800	3,420
		2. Bacteria & yeast ($10^9/10^8$ cells)				
		3. Animal tissue (30 mg)				
		4. Cultured cells (1×10^7 cells)	GG2002 (250 preps)		12,600	11,340
Plant	Plant Genomic DNA Extraction Miniprep System	1. Plant tissue (0.1 g)	GPG1001 (50 preps)	~40 ug	6,300	5,670
		2. plant cell (1×10^8 cells)	GPG1002 (250 preps)		25,200	22,680
	Plant Genomic DNA Extraction Maxiprep System	Plant tissue (1 g)		~1 mg		
			GPGM1001 (20 preps)		8,400	7,560


*歡迎加購 Elabsience 高品質 Proteinase K (#E-IR-R109, #E-IR-R109U) [Activity ≥ 30 U/mg, Purity $\geq 95\%$]

RNAstorn™ RNA Isolation Kit

Biotium

產品優勢:

- ✓ 短短 20 分鐘內從**冷凍or新鮮的Cell或Tissue**中純化高品質的total RNA。
- ✓ 簡單快速的column方法，可獲得高達120 μ g產量。
- ✓ **免去Phenol/ Chloroform 毒害**
- ✓ 為RNA-Seq、RT-PCR、cDNA 合成或microarray 分離RNA



貨號	品名	包裝	售價	優惠價
CD504	CELLDATA RNAstorn™ Fresh Cell and Tissue RNA Isolation Kit	50 prep	12,150	10,320

萌雞年末回饋 給您滿滿的活力!

單筆購買滿 6,000元 ※右欄禮品二選一	 OmicsBio Buffer (10XPBS, TBS, TGS, TG任選) x1	or	 Labo 抗酒精符號筆 (Ø2mm) x3
單筆購買滿 15,000元 ※右欄禮品二選一	 Labo 彩色標籤膠帶 (大卷) x2	or	 擦手紙一箱 (20包)
單筆購買滿 22,000元 ※右欄禮品二選一	 T-PRO Mycospray 黴菌菌去除清潔劑 (500mL) x1	or	 萌雞兌換券 (100元 x 6張)
單筆購買滿 30,000元 ※右欄禮品二選一	 Elabscience HRP二抗 (Goat anti-Rabbit or anti-Mouse任選一支) (#E-AB-1003 or E-AB-1008, 60uL)	or	 星巴克咖啡券 (150元 x 5張)
單筆購買滿 45,000元 ※右欄禮品二選一	 SurePAGE 蛋白質梯度膠 (貨號任選) x1	or	 良杯製所 吸管杯組 x1
單筆購買滿 50,000元 ※右欄禮品二選一	 Elabscience 細胞專用 Anti-Mycoplasma Treatment Reagent (200×) 1 m x5 (#EP-CM-L0503)	or	 萌雞兌換券 (100元 x 22張)
單筆購買滿 66,000元 ※右欄禮品二選一	 DLAB 小烏龜 (7000rpm) x1	or	 0.2µm PVDF轉漬膜 26cm x 3.3m, x1

【註1】滿額贈獎資格者，須於活動截止日前完成出貨並隨或開立發票者，始符合資格。

Code:2022Q309-04

【註2】贈品為隨機出貨，如遇贈品缺貨，盟基生技保留更換等值贈品之權利，恕不另行通知。

【註3】僅此份促銷傳單上之商品/服務可列入累積金額，其他品項恕不列入。

【註4】滿額贈優惠方案擇一，不得累計。

【註5】活動至12月30日止，贈品於隔年1月底前統一送出。

Omics Bio
盟基生物科技

Web: www.omicsbio.com.tw
Mail: info@omicsbio.com
免付費電話: 0800-222-082

台北總公司
T : 02-8698-2268
F : 02-8698-2228

高雄分公司
T : 07-223-6080
F : 07-223-8205

