



生醫年會優惠活動

—— 抗體特輯 ——

活動期間：即日起至4/30

**抗體全面來襲！
一次滿足您的實驗應用**

包含一抗、二抗、高規格螢光抗體
及其相關試劑



Code:2023Q102-04

Omics Bio
盟基生物科技

Web: www.omicsbio.com.tw
Mail: info@omicsbio.com
免付費電話: 0800-222-082

台北總公司
T : 02-8698-2268
F : 02-8698-2228

高雄分公司
T : 07-223-6080
F : 07-223-8205

官網



ID: @omicsbio



高規格一級抗體



● THE ELITE Antibodies 系列


1. 高專一性: 皆為單株抗體
2. 高靈敏度: 有效降低抗體用量
3. 高親和力: 與抗原鍵結更緊密
4. 乾乾淨淨: 有效的降低背景值
5. 適用性廣: 各種應用方式皆做過確認
6. 品質穩定: 批次間差異度低
7. 長期保存: 凍乾粉末可保存長達2年

客製化抗體製備服務

GenScript 亦提供抗體客製化製備服務, 可依照客戶需求製備專一性抗體, 歡迎來電洽詢。

- (1) 實驗動物飼養管理雙認證
- (2) 交貨期超快
- (3) 獨家專利抗原分析

見證一 不同批號的抗體效果一致




使用 Western blot 證明抗體批號間效果一致

(左) 使用不同批號的 THE™ His Tag Antibody (#A00186)

(右) 使用不同批號的 THE™ DYKDDDDK Antibody (#A00187)

見證二 靈敏度和專一性無可比擬



THE™ Elite antibodies 靈敏度超高, 可減少抗體用量

(A圖) THE™ His Tag Antibody (#A00186) 比 Qiagen 抗體靈敏度更高

(B圖) THE™ GST Tag Antibody (#A00187) 可減少抗體用量

(C圖) THE™ Beta Actin Antibody (#A00702) 比 Abcam 抗體靈敏度更高

全面
85折



● 產品列表

分類	產品名稱	貨號	包裝
Epitope Tag & Cell Marker Antibodies	THE His Tag Antibody	A00186	100 ug
	THE c-Myc Tag Antibody	A00704	100 ug
	THE DYKDDDDK Tag Antibody	A00187	100 ug
	THE V5 Tag Antibody	A01724	100 ug
	THE Protein C Tag Antibody (HPC4)	A01774	100 ug
	THE NWSHPQFEK Tag Antibody	A01732	100 ug
	THE HA Tag Antibody	A01244	100 ug
	THE GST Antibody	A00865	100 ug
	THE GFP Antibody	A01704	100 ug
Loading Control Antibodies	THE alpha Tubulin Antibody	A01410	100 ug
	THE beta Actin Antibody	A00702	100 ug
Assay Antibodies	THE PEG Antibody	V00101	100 ug
	THE ADP Antibody	A01509	100 ug
	THE cAMP Antibody/cGMP Antibody	A01508	100 ug
	THE Phosphotyrosine Antibody	A01795	100 ug
	THE ADP Antibody, mAb, Mouse	A01799	100 ug
	THE™ Phosphotyrosine Antibody (E10)plus	A01819	100 ug

*另有 HRP, Biotin 和螢光修飾, 歡迎來電洽詢

高規格一級抗體

● 嚴選特優 MonoRab 兔單株抗體

和小鼠單株比較有以下優點：

1. 兔子免疫性較高：可針對特殊的抗原，如小分子、小鼠同源性高的蛋白、經過後轉譯修飾的蛋白、nanobody 等
2. 靈敏度較高：可以減少用量
3. 專一性更高：降低背景值
4. 親和力更高：Picomolar KD values (10^{-11} M)
5. 穩定性更高：兔子抗體具有特殊結構使其更穩定

Antibody Target

Tag	DYKDDDDK、HA、His
Loading control	beta Actin
Others	Anti-Idiotypic、FITC、Human MSH6 Human PD-L1、Ractopamine


GenScript 亦提供 Rabbit Monoclonal Ab 客製化服務

Rabbit monoclonal antibodies應用重點：

1. 研發 – antibody for IHC procedure
2. 診斷 – IVD; in vivo imaging
3. Anti-idiotypic antibody –
 - PK studies
 - immunogenic assay;
 - vaccine development
4. 治療性抗體發展

歡迎聯絡我們評估！

實例：anti-ID Ab of Keytruda®



- 抑制中和抗體藥的效果明顯大於小鼠單抗
- 擁有 pico molar 等級的親和力(KD value 2.32×10^{-12})

高品質 Isotype Control

應用於 Flow cytometry, IF, IP, ChIP, WB 等抗體實驗，確認一抗的專一性

全面85折

貨號	品名	包裝	售價	優惠價
A01007	Mouse IgG control (Whole Molecule), Purified	1 mg	5,100	4,335
A01011	Mouse IgG1 control (Whole Molecule), Purified	1 mg	5,100	4,335
A02000	Mouse IgG2a control (Whole Molecule), Purified	1 mg	5,100	4,335
A01730	Mouse IgG2b control (Whole Molecule), Purified	1 mg	5,100	4,335
A01008	Rabbit IgG Control (Whole Molecule), Purified	4 mg	5,100	4,335
A02022-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control (Whole Molecule), mAb	200 µl	7,000	5,950
A02025-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [PE] (Whole Molecule), mAb	200 µl	7,000	5,950
A02026-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [iFluor 647] (Whole Molecule), mAb	200 µl	7,000	5,950
A02028-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [iFluor 488] (Whole Molecule), mAb	200 µl	7,000	5,950
A02027-200	MonoRab™ Rabbit IgG Control [iFluor 555] (Whole Molecule), mAb	200 µl	7,000	5,950

您今天訂購了嗎？

盟基強力推薦您最值得關注的”抗體”供應商 Elabscience®
作為專業的抗體供應商，Elabscience 抗體產品經過**嚴格驗證**，
以確保純度和質量。

Elabscience品質保證。
不滿意，免費更換！



為什麼選擇Elabscience®抗體？

- ✓ 多反應物種：Human、Rat、Mouse、Monkey、Rabbit等。
- ✓ 應用性超廣：WB/IHC/IF/IP/FC/ELISA。
- ✓ 產品訊息詳細：應用範圍、反應、免疫原資訊、檢測數據、濃度、稀釋比等。
- ✓ 高品質：高專一性、高親和力、高穩定度、批次一致性
- ✓ 嚴格品質驗證：多種檢測方式 (ELISA/WB/IHC/IF等) 保證抗體品質；以天然蛋白樣本驗證，保證結果準確度。
- ✓ 交期快速、價格划算

抗體類型包含

Polyclonal
Antibody

Monoclonal
Antibody

Secondary
Antibody

Acetyl/Phospho/
Methyl Antibody

Tags & Controls
Antibody

Flow Cytometry
Antibody

Isotype Control
Antibody

Antibody Validated Applications



Flow Cytometry (FCM) / FACS
Antibodies



Immunohistochemistry / IHC
Antibodies



Western Blot / WB Antibodies



ELISA Antibodies



Immunofluorescence / IF Antibodies



Elabscience was named as an "Antibody Supplier to Watch in 2021" by CiteAb.



Superior quality: High specificity and affinity, Good consistency and stability



Strict quality control: Standardized operation procedures, Multiple validation



Detailed product parameters: Detailed information, Honest data



Wide range of reactivity: Human / Rat / Mouse / Monkey


經驗證的一級抗體，保證有效 Elabscience®

IHC 免疫組織染色專用一級抗體

● Ready-to-Use Antibodies 系列

- ✓ 應用：單株一抗 (unconjugated)，直接使用於 IHC (不能使用於 IF)！
- ✓ 優點：(1) 抗體經第三方單位驗證，結果顯著。如下圖
(2) 多可用於不同哺乳類物種 (Human, mouse, rat)

Elabscience
品質保證。
不滿意，
免費更換！



Flow Cytometry 專用一級抗體

● FCM Antibodies 系列

針對細胞膜表面蛋白

- ✓ 應用：螢光單株一抗，直接用於 Flow cytometry！
- ✓ 優點：(1) 多種螢光選擇
(2) 每支抗體皆經 Flow cytometry 確認過
(3) 多螢光實驗解析度高
(4) 解析度高於他牌
(5) 螢光標記效率高於他牌


螢光選擇指南

Fluorochrome	Fluorescence Emission Color	Excitation Laser Lines (nm)	Excitation Max(nm)	Emission Max(nm)
Elab Fluor® Violet 450	Blue	405	410	450
Elab Fluor® 488	Green	488	495	520
FITC	Green	488	490	530
PE	Yellow	488/561	495, 565	575
PE/Elab Fluor® 594	Orange	488/561	495, 565	620
APC	Red	633	650	660
Elab Fluor® 647	Red	633	650	670
PE/Cyanine5	Red	488/561	495, 565, 655	670
PerCP	Red	488	440, 480, 675	675
PerCP/Cyanine5.5	Red	488	440, 480, 675	675
PE/Cyanine5.5	Far Red	488/561	495, 565, 675	690
PE/Cyanine7	Infrared	488/561	495, 565, 755	775
Elab Fluor® Red 780	Infrared	633	625	765

熱銷品項

物種	目標基因		
Human	CD3	CD4	CD8a
	CD19	CD25	FOXP3
Mouse	CD3	CD4	CD8a
	CD25	CD45	CD206
	F4/80	CD11b	IgG1, κ Isotype Control
Rat	CD4	CD8a	

每支抗體皆經 Flow cytometry 確認過



跨時代的 CF[®] Dyes 螢光二抗



Secondary Antibodies


應用：免疫螢光染色、Flow cytometry、螢光 Western-blotting

針對市面螢光染劑大幅改良，有以下優點：

1. 超過30種螢光選擇
2. 螢光強度更高：優於 Alexa Fluor 染劑
3. 背景值更低：CF[®] dye 負電荷較 Alexa Fluor[®], DyLight[®] and IRDyes[®]少，因此染劑對細胞的非專一性吸附較少，也不影響抗體等電點。
4. 穩定性更高：長時間照射不失活性，更適合顯微鏡觀察。
5. 酸鹼耐受性更高：耐受 pH 2至pH 11



穩定性高於 Alexa Fluor[®]



Jurkat 細胞固定打洞後，一抗為 rabbit anti-CD3 Ab，再使用 CF633 or Alexa Fluor 647 (AF647) 標記的二抗。以 mercury arc lamp 照射不同時間觀察紀錄。

產品名稱	Conjugation	貨號	包裝	優惠價
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) / Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	CF [®] v 350	20141/20140	50 µl/500 µl/1 mg	全系列 優惠中
	CF [®] 405S	20082/20080		
	CF [®] 405M	20181/20180		
	CF [®] 405L	20409/20408		
	CF [®] 488A	20012/20010		
	CF [®] 514	20387/20386		
	CF [®] 532	20366/20365		
	CF [®] 543	20309/20306		
	CF [®] 555	20033/20030		
	CF [®] 568	20102/20100		
	CF [®] 594	20112/20110		
	CF [®] 633	20122/20120		
	CF [®] 640R	20202/20197		
	CF [®] 647	20043/20040		
	CF [®] 660C	20053/20050		
	CF [®] 660R	20055/20054		
	CF [®] 750	20073/20070		
	CF [®] 790	20379/20378	50 µl	
	APC	20412/20411	100 µl/500 µl	
	R-PE	20353/20352	200 µl/1 ml	
	Alkaline Phosphate	20465/20464	100 µl/1 ml	
	Biotin	20185/20183	50 µl/500 µl/1 mg	
	HRP	20402/20400	100 µl/1 mg/1 ml	

輕輕壓一滴，完成螢光二抗實驗



Drop-n-stain

應用: Western-blotting、免疫螢光染色和免疫組織學染色、Flow cytometry

- ✓ 方便的滴管瓶，無需移液即可輕鬆分配
- ✓ 提供 4 種明亮且穩定的 CF® dye 種類
- ✓ 高度交叉吸附(已吸附牛、雞、山羊、豚鼠、敘利亞倉鼠、馬、人、兔和綿羊血清)－以最小背景進行特定染色
- ✓ 使用方式：螢光顯微鏡實驗：添加兩滴至 1 mL 抗體實驗buffer。
- ✓ 流式細胞儀實驗：每10⁶顆細胞/滴




訂購資訊


貨號	品名	包裝	螢光	售價	優惠價
20950	Drop-n-Stain™ CF®488A Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed	5 mL	CF488A	5,900	5,000
20951	Drop-n-Stain™ CF®594 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF594		
20952	Drop-n-Stain™ CF®488A Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF488A		
20953	Drop-n-Stain™ CF®594 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF594		
20954	Drop-n-Stain™ CF®488A Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF488A		
20955	Drop-n-Stain™ CF®594 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF594		
20956	Drop-n-Stain™ CF®488A Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF488A		
20957	Drop-n-Stain™ CF®594 Goat Anti-Mouse IgG (H+L), highly corss-adsorbed		CF594		
20962	Drop-n-Stain™ CF®640R Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R	6,600	5,280
20963	Drop-n-Stain™ CF®640R Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R		
20964	Drop-n-Stain™ CF®640R Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R		
20965	Drop-n-Stain™ CF®640R Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF640R		
20966	Drop-n-Stain™ CF®543 Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543		
20967	Drop-n-Stain™ CF®543 Donkey Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543		
20968	Drop-n-Stain™ CF®543 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543		
20969	Drop-n-Stain™ CF®543 Goat Anti-Mouse IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed		CF543		

超高解析顯微技術螢光二抗－STORM Ab

為了要增加顯微鏡實驗定位的精準度，Degree of Labeling (DOL, 螢光分子結合抗體的程度) 必須接近於1。Biotium 提供一系列的 single-label 二抗，並且有多種螢光可供選擇。



使用傳統顯微鏡 (左圖) 和新一代 STORM 技術 (右圖) 觀察細胞的微管蛋白 (microtubule)，皆使用 CF 螢光染料。可以看出 STORM 技術可以得到超高解析度的影像，可以更好地觀察目標。



使用 3-D STORM 顯微鏡觀察 CF 568 (左圖) 和 Cy3b (右圖) 染料二抗辨認的微管蛋白，可以看出 CF568 染料的二抗有更好的螢光強度，影像更清晰。




多篇研究證明CF dye 適合用於STORM實驗

抗體螢光標記套組


應用於多螢光實驗

Mix-n-Stain™ CF® Dye Antibody Labeling Kits
非用不可的五大理由：


1. 大幅減少螢光免疫染色時間。
2. 共價鍵結非常穩定：螢光染劑不會擴散或轉移到其他抗體上，鍵結完的抗體可於4°C 保存半年。
3. 反應只要30分鐘 (酵素需要較長時間)
4. 不需要純化且背景值低：CF dye 水溶性超高，未鍵結的 CF dye 容易洗掉。
5. 可以忍受多種干擾物：包括 glycine、Tris、glycerol、sodium azide 和其他蛋白質。



Mix-n-stain 標記一抗和螢光二抗效果相同



Mix-n-stain 標記效果遠勝 N 牌



全面85折，優惠實施中！

Label	Dye Ex/Em	Catalog for Labeling Antibody			
		5-20 ug	20-50 ug	50-100 ug	3x(5-20 ug)
CF®350	347/448 nm	92270	92250	92230	x
CF®405S	404/431 nm	92271	92251	92231	x
CF®405M	408/452 nm	92272	92252	92232	x
CF®405L	395/545 nm	92303	92304	92305	92445
CF®430	426/498 nm	92316	92317	92318	x
CF®440	440/515 nm	92319	92320	92321	x
CF®450	405/460 nm	92322	92323	92324	x
CF®488A	490/515 nm	92273	92253	92233	92446
CF®514	516/548 nm	92331	92332	92333	x
CF®532	527/558 nm	92289	92290	92291	x
CF®543	541/560 nm	92287	92267	92247	x
CF®555	555/565 nm	92274	92254	92234	x
CF®568	562/583 nm	92275	92255	92235	92447
CF®570	568/591 nm	92334	92335	92336	x
CF®583	583/606 nm	92237	92238	92239	x
CF®594	593/614 nm	92276	92256	92236	92448
CF®633	630/650 nm	92277	92257	92237	x
CF®640R	642/662 nm	92278	92258	92245	x
CF®647	650/665 nm	92279	92259	92238	92449
CF®660C	667/685 nm	92280	92260	92239	x
CF®660R	663/682 nm	92281	92261	92243	x

Label	Dye Ex/Em	Catalog for Labeling Antibody			
		5-20 ug	20-50 ug	50-100 ug	3x(5-20 ug)
CF®680	681/698 nm	92282	92262	92240	x
CF®680R	680/701 nm	92283	92263	92246	x
CF®700	695/720 nm	92425	92426	92427	x
CF®750	755/777 nm	92284	92264	92241	x
CF®770	770/797 nm	92285	92265	92242	x
CF®790	784/806 nm	92288	92268	92248	x
CF®800	797/816 nm	92428	92429	92430	x
CF®820	822/835 nm	92431	92432	92433	x
Cyanine 555	555/565 nm	92412	92413	92414	92415
Cyanine 647	650/665 nm	92416	92417	92418	x
FITC	494/518 nm	92294	92295	92296	92444

Label	Dye Ex/Em	Catalog for Labeling Antibody			
		5-20 ug	20-50 ug	50-100 ug	3x(5-20 ug)
Biotin	x	92286	92266	92244	92450
DIG	x	92328	92329	92330	x
DNP	x	92325	92326	92327	x
Alkaline Phosphatase	x	x	92314 (25-50 ug)	92315	x
Glucose Oxidase	x	x	92312 (25-50 ug)	92313	x
HRP	x	92300 (10-20 ug)	92301 (25-50 ug)	92302	92451

In Vivo 等級抗體： 研究級Biosimilar生物仿製藥抗體系列



生物仿製藥是在結構、功能和功效上與 FDA 批准的生物藥物高度相似的生物產品，例如蛋白質和抗體。其通過識別並中和特定標的物達到抗癌、抗血液病和對抗自身免疫性疾病等疾病的效用。盟基生技提供多樣化的生物相似藥抗體產品。

產品規格

- ✓ 純度:>95% (SDS-PAGE)
- ✓ 內毒素:<1 EU/mg
- ✓ 無菌:經0.2 μM 濾膜過濾。
- ✓ 產品包裝:1 mg、5 mg、25 mg、50 mg、100 mg
- ✓ 效期:2週(4°C);3個月(-20°C);3年(-70°C)

抗體優惠
9折

針對小鼠抗原

產品名稱	貨號	Isotype	標的物
Anti-Mouse PD-L1 [10F.9G2 Biosimilar]	B138801	Mouse IgG1-Kappa	PD-L1
Anti-Mouse CTLA4	B129601	Mouse IgG1-Kappa	CTLA4
Anti-Mouse PD-1 [RMP1-14 Biosimilar]	B176401	Mouse IgG1-Kappa	PD-1
Anti-Human 3D6 [Aducanumab Biosimilar]	B281601	Mouse IgG1-Kappa	Amyloid beta
Anti-Mouse PD-1(Mouse IgG1 D265A mutation)	B831801	Mouse IgG1 D265A-Kappa	PD-1

針對人類抗原

產品名稱	貨號	Isotype	標的物
Anti-Human PD-1 [Pembrolizumab Biosimilar]	B2014	Human IgG4 (S228P)-Kappa	PD-1
Anti-Human PD-1 [Nivolumab Biosimilar]	B6924	Human IgG4 (S228P)-Kappa	PD-1
Anti-Human PD-L1 [Atezolizumab Biosimilar]	B2016	Human IgG1 N297A-Kappa	PD-L1
Anti-Human PD-L1 [Durvalumab Biosimilar]	B6925	Human IgG1-Kappa	PD-L1
Anti-Human PD-L1 [Avelumab Biosimilar]	B6926	Human IgG1-Lambda	PD-L1
Anti-Human CD47 [Magrolimab Biosimilar]	B3048	Human IgG4-Kappa	CD47
Anti-Human LAG3 [TSR-033 Biosimilar]	B717401	Human IgG4 (S228P)-Kappa	LAG3
Anti-Human HER2 [Trastuzumab Biosimilar]	B7432	Human IgG1-Kappa	HER2

In Vivo Grade抗體： Isotype Control Antibody系列

選擇正確的Isotype Control Antibody是對大多數抗體實驗非常重要。Isotype Control Antibody對一般體內抗體沒有特異性，它們使研究人員能夠區分訊號是來自非特異性“背景”結合還是抗原特異性的抗體結合。盟基提供的Isotype Control Antibody是特異性抗雞蛋溶菌酶 (HEL, Hen Egg Lysozyme) 的抗體，對人類沒有任何已知的交叉反應。

產品規格


- ✓ 純度:>95% (SDS-PAGE)
- ✓ 內毒素:<1 EU/mg
- ✓ 無菌:經0.2 μ m 濾膜過濾。

- ✓ 產品包裝:1 mg、5 mg、25 mg、50 mg、100 mg
- ✓ 效期:2週(4°C);3個月(-20°C);3年(-70°C)


**抗體優惠
9折**

產品名稱	貨號	Isotype	標的物
小鼠實驗用			
Anti-HEL-Mouse IgG1 Isotype-control	B118301	Mouse IgG1-Kappa	HEL
Anti-HEL-Mouse IgG2A Isotype-control	B115101	Mouse IgG2a-Kappa	HEL
人類實驗用			
Anti-HEL-Human IgG1 Isotype-control	B117901	Human IgG1-Kappa	HEL
Anti-HEL-Human IgG1 (N297A) Isotype-control	B109801	Human IgG1 (N297A)-Kappa	HEL
Anti-HEL-Human IgG1 (LALA) Isotype-control	B109802	Human IgG1 (LALA)-Kappa	HEL
Anti-HEL-Human IgG2 Isotype-control	B107803	Human IgG2-Kappa	HEL
Anti-HEL-Human IgG3 Isotype-control	B109803	Human IgG3-Kappa	HEL
Anti-HEL-Human IgG4 (S228P) Lambda Isotype-control	B669701	Human IgG4 (S228P)-Lambda	HEL
Anti-HEL-Human IgG4 (S228P L235E) Isotype-control	B109805	Human IgG4 (S228P L235E)-Kappa	HEL

另有兔子與大鼠的Isotype Control Antibody，如有需要可洽該區業務。



SDS-PAGE、SEC-HPLC結果顯示高純度



完全不會辨認到其他抗原的優良抗體控制組，其抗原結合位只專一結合HEL

抗體實驗 Buffer

Elabscience®

Elabscience 提供高品質抗體，且精通所有抗體實驗，特別分享內部抗體實驗測試 Buffer，節省您配置的時間，且大幅提高實驗成功率。

二、組織免疫染色 IHC 專用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Decalcification	E-IR-R112	EDTA Decalcification Solution	100mL	1,200
			500mL	3,720
			1000mL	7,000
Antigen retrieval	E-IR-R104	10× Antigen Retrieval Solution pH 9.0 for IHC	100mL	2,325
			500mL	7,700
			1000mL	13,950
	E-IR-R105	10× Antigen Retrieval Solution pH 6.0 for IHC	100mL	2,325
			500mL	7,700
			1000mL	13,950
	E-IR-R109	Proteinase K Reagent	1mL	930
			5mL	2,790
			10mL	4,650
Inactivation	E-IR-R115	Endogenous Peroxidase Blocking Buffer	10mL	6,980
			20mL	930
			50mL	1,395
Blocking	E-IR-R110	Normal Goat Serum (Ready-to-Use)	5mL	465
			10mL	700
			50mL	2,095
	E-IR-R111	10× Normal Goat Serum	5mL	700
			10mL	930
Chromogen	E-IR-R101	DAB Detection Kit (20×)	1mL	1,630
			3mL	2,745
			6mL	3,955
Nuclear Staining	E-IR-R120	Hematoxylin staining Buffer	5mL	1,165
			15mL	2,790
			50mL	7,910
HE Kit	E-IR-R117	HE staining Kit	10mL	1,630
			50mL	6,975
			100mL	11,160
Mounting	E-IR-R118	Neutral Balsam	5mL	930
			15mL	1,860
			50mL	4,650

三、抗體實驗通用 Buffer & 試劑

實驗應用	貨號	產品名稱	包裝	售價
Wash	E-BC-R335	TBST Buffer (10×)	100mL	465
			200mL	700
			500mL	930
Blocking	E-IR-R107	5% BSA Blocking Buffer	5mL	375
			10mL	465
			50mL	1,395
Permeabilization	E-IR-R122	Triton X-100	10mL	700
			50mL	1,860
			100mL	2,790
Dilution	E-IR-R106	Antibody Dilution Buffer	10mL	465
			50mL	1,395
			100mL	2,325

Anti-idiotypic (anti-ID) Antibody



為針對抗體藥的抗體


全面85折

兩大用途：

1. 病人體內抗體藥的 Pharmacokinetic (PK) 研究：幫助發展生物相似性抗體藥
2. 抗體藥免疫性 Anti-drug antibody (ADA) 研究：當作正控制組



詳細內容請
掃描QR code



Genscript 亦提供 Anti-idiotypic Ab 客製化服務

產品列表

Anti-Adalimumab/Humira (Target: TNF alpha)
Anti-Atezolizumab/Tecentriq (Target: PD-L1)
Anti-Bevacizumab/Avastin (Target: VEGF-A)
Anti-Cetuximab/Erbix (Target: EGF receptor)
Anti-Daratumumab/Darzalex (Target: CD38)
Anti-Durvalumab/Imfinzi (Target: CD274)
Anti-Ipilimumab/Yervoy (Target: CTLA-4)
Anti-Nivolumab/Opdivo (Target: PD-1)
Anti-Obinutuzumab/Gazyva (Target: CD20)
Anti-Pembrolizumab/Keytruda (Target: PD-1)
Anti-Rituximab/Rituxan (Target: CD20)
Anti-Tocilizumab/Actemra (Target: IL-6 receptor)

